

Báscula Médica Serie MDW-250L

ADAM



LABEQUIM, S.A. DE C.V.

labequim.com.mx

ventas@labequim.com.mx

TEL/FAX: 01 (222) 219 8815, 274 5072, 274 5073

25 ote. #217 San Pedro Cholula, Puebla, Pue; Col. San Pedro Mexicaltzingo

Rapidez, Desempeño, Valor - El Balance Ideal

- Estadímetro estándar (mide hasta 210 cm)
- Carcasa de metal robusta
- Plataforma anti-resbalos
- Gran pantalla LED roja
- Teclado numérico de código en color recubierto
- Calibración externa
- Función de retención
- Rango de tara completo
- Adaptador DC
- Protección de sobrecarga
- Batería recargable / adaptador de electricidad suministrado como estándar
- Unidades de pesaje (kg, lb)
- Celda de carga de precisión para resultados de pesaje exactos cada vez
- Funcionamiento sencillo
- Pesaje
- Medida de altura



Especificaciones Técnicas

Capacidad máxima	550lb/250kg
Precisión	0.2lb/100g
Repetibilidad (S.D.)	0.4lb / 0.2kg
Linealidad (±)	0.4lb / 200g
Tamaño del Plato	14.8 x 10.8" / 375 x 275mm

Especificaciones Generales

Modelo	MDW-250L
Unidades de medida	Kilogramo (kg), Libra (lb)
Calibración	External
Pantalla	LCD with 29mm / 1.1" digits
Fuente de alimentación	Rechargeable battery / AC adapter
Temperatura de funcionamiento	41°F - 104°F
Height range	71cm - 210cm
Division of measurement	0.5cm
Dimensiones totales (wxdxh)	21.1 x 10.8 x 37" / 535 x 275 x 940mm

