

## Incubadora con regulación mecánica

Con la incubadora de la serie B dispondrá de un equipo fiable y eficaz con un sólido equipamiento a un precio sumamente atractivo.



### Ventajas:

- Incubador fiable y eficaz
- Precio sumamente atractivo

### Campos de aplicación:



Investigación científica  
fundamental /  
institutos de  
investigación



Medicina / veterinaria



Clínicas / clínicas  
universitarias



LABEQUIM, S.A. DE C.V.

**LABEQUIM, S.A. DE C.V.**

[labequim.com.mx](http://labequim.com.mx)

[ventas@labequim.com.mx](mailto:ventas@labequim.com.mx)

TEL/FAX: 01 (222) 219 8815, 274 5072, 274 5073

25 ote. #217 San Pedro Cholula, Puebla, Pue; Col. San Pedro Mexicaltzingo

## Propiedades

Incubador fiable y de alto rendimiento

## Ventajas para el cliente

- Precio sumamente atractivo

## Características

- Equipamiento sólido
- Vida útil prolongada
- Calidad "Made in Germany"

- Rango de temperaturas desde 30 °C hasta 70 °C
- Regulación mecánica
- Termostato hidráulico-mecánico
- De forma opcional, con o sin limitador de temperatura clase 1 (DIN 12880)
- Puerta interior de vidrio
- 2 bandejas, cromadas
- Aparatos apilables
- Certificado de homologación BINDER



**LABEQUIM, S.A. DE C.V.**

[labequim.com.mx](http://labequim.com.mx)

[ventas@labequim.com.mx](mailto:ventas@labequim.com.mx)

TEL/FAX: 01 (222) 219 8815, 274 5072, 274 5073

25 ote. #217 San Pedro Cholula, Puebla, Pue; Col. San Pedro Mexicaltzingo

**B 28**

▶ Dimensiones exteriores	
Anchura (mm)	580
Altura (incl. patas) (mm)	402
Fondo	425
Más asa de la puerta, mango en l y tubo de salida de aire (mm)	85
Distancia a la pared trasera (mm)	100
Distancia a la pared lateral (mm)	160
Número de puertas (unidad)	1

▶ Dimensiones interiores	
Anchura (mm)	400
Altura (mm)	280
Fondo (mm)	250
Volumen interior (l)	28
Bandejas (n.º serie/máx.)	2 / 4
Carga por rejilla (kg)	10
Carga total admisible (kg)	25
Peso (vacío) (kg)	23

▶ Datos de temperatura	
Rango de temperatura desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta (°C)	30 - 70
Desviación momentánea de la temperatura a 37 °C (± K)	1

▶ Datos eléctricos	
Tipo de protección IP según EN 50529	IP 20
Tensión nominal (± 10%) 50 / 60 Hz (V)	230
Potencia nominal (kW)	0,25

Todos los datos técnicos son válidos exclusivamente para aparatos con equipamiento estándar a una temperatura ambiente de 25 °C y con una fluctuación de la tensión de red del ±10%. Los datos de temperatura se han calculado según el estándar de fábrica de conformidad con la norma DIN 12880 y se basan en las distancias recomendadas a la pared del 10% de la altura, la anchura y el fondo de la cámara interior. Todos los datos corresponden a los valores medios de aparatos de serie.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

**B 28**

Bandeja, cromada	<input type="radio"/>
Bandeja perforada, acero inoxidable	<input type="radio"/>

**LABEQUIM, S.A. DE C.V.****[labequim.com.mx](http://labequim.com.mx)****[ventas@labequim.com.mx](mailto:ventas@labequim.com.mx)****TEL/FAX: 01 (222) 219 8815, 274 5072, 274 5073****25 ote. #217 San Pedro Cholula, Puebla, Pue; Col. San Pedro Mexicaltzingo**