

AUTOCLAVES DIGITALES

Tecnología Avanzada
Sistemas Electrónicos Digitales
Acero inoxidable
Calidad Total
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE VAPOR AUTOGENERADO, Y CICLO AUTOMÁTICO
TE-A12FP, TE-A12FP-USB, TE-A17FP, TE-A17FP-USB, TE-A22FP, TE-A22FP-USB, TE-A24FP, TE-A24FP-USB.

Esterilizador de material clínico quirúrgico con aplicaciones en hospitales y consultorios médicos, odontológicos, veterinarios, de podología, estéticas, etc.

Características:

- Esterilizador tipo gabinete de sobre-mesa.
- Controladores digitales a base de microprocesador tipo PID escalable.
- Pantalla de cristal líquido para indicación simultánea de temperatura, tiempo, presión, proceso, programas y falla de energía.
- Gráfica de proceso en pantalla.
- Alarma audible y visible de fin de ciclo, material esterilizado o falla de energía.

- Volante de seguridad con puntas anticorrosivas.
- Cinco programas pre-establecidos configurables por el usuario:
 P1-Instrumentos envueltos, 134° C, 15 min.
 P2-Instrumentos sin envolver, 127° C, 15 min.
 P3-Paquetes, 121° C, 30 min.
 P4-Líquidos, 121° C, 30 min.
 P5-Desinfección, 105° C, 30 min.
- Tiempo programable de 0 a 99 minutos.
- Temperatura programable de 105° a 134° C.
- Opcional puerto de salida a USB para grabar datos en memoria de ciclos de esterilización. Gráfica en Excel.

- Autodiagnóstico.
- Menú de despresurización automática con dos modalidades: Drenado continuo (para sólidos) y drenado intermitente (para líquidos).
- Ciclo de secado con puerta entre abierta.
- Carga manual de agua.
- Protección interna de sobrecalentamiento.
- Válvula de seguridad de sobrepresión.
- Cámara interior y gabinete exterior en acero inoxidable.
- Sensor de platino tipo PT-100.
- Charola perforada de acero inoxidable, pinza sujeta-charola, manguera de polipropileno para desagüe y vaso dosificador.

Modelo	Modelo con USB	Exterior WxDxH	Cámara WxD	Volumen	Amperes	Watts
TE-A12FP	TE-A12FP-USB	54 x 56.5 x 37 cm.	20 x 35.0 cm.	12 Lts.	9.6	1,150
TE-A17FP	TE-A17FP-USB	58 x 66.0 x 42 cm.	25 x 35.0 cm.	17 Lts.	11.3	1,350
TE-A22FP	TE-A22FP-USB	58 x 71.0 x 42 cm.	25 x 45.0 cm.	22 Lts.	12.5	1,500
TE-A24FP	TE-A24FP-USB	58 x 71.0 x 42 cm.	25 x 47.5 cm.	24 Lts.	12.5	1,500

Voltaje: 120 V.C.A. 50/60 Hz ±10%

 Rango de temperatura: 105° C a 134° C.
 Sensibilidad: ± 1° C.